

R B D 离子源组件

R B D 仪器公司为表面科学领域设计和开发了下列构件：

请见我们最近的广告[Our most recent ad!](#)

IG2 2kV离子源组件



IG2 2kV离子源组件包括04-165 2 kV型反充气离子源和32-165型离子源控制器。RBD的04-165型离子源可同PHI® 04-161型和04-162型离子枪互换使用。RBD 32-165 离子源控制器可同PHI® 20-045型控制器互换使用。因此，RBD的04-165 型可连接PHI 20-045控制器，而PHI 04-161和04-162 离子枪则可由RBD的32-165型控制器控制。

IG2离子源组件全套只售\$5995美元。此外，我们还备有电离器的替代件，见

[Replacement ionizer assemblies.](#)

若需更多信息和报价，请与我们的销售部联系。电话541-330-0723分机310或电邮至sales@rbdinstruments.com。

[IG2 Package Specification Sheet](#)

IG2离子源组件的详细说明见[IG2 Package Specification Sheet](#)